

Лазерный аппарат Lutronic Accusculpt II

ФСЗ 2011/11309

лазер, неодимовый, длина волны 1440 нм, частота 5 - 40 Гц, длительность импульсов от 0.1 до 300 мс

Lutronic Corporation, Южная Корея



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	неодимовый
Применение	улучшение тонуса и текстуры кожи / коррекция растяжек (стрий) / лазерный липолиз / удаление сосудистых звездочек
Длина волны	1440 нм
Частота	5 - 40 Гц
Энергия импульса	0.3 Дж
Длительность импульсов	от 0.1 до 300 мс
Размер	660×450×950 мм
Вес	65 кг

Описание

Неодимовый лазер Accusculpt - аппарат для липолиза, лифтинга и коагуляции сосудов с минимальной инвазивностью. Он использует излучение с длиной волны 1444 нм, хорошо поглощающееся как жиром, так и водой. Уменьшенное рассеивание тепла, минимальная длительность импульса и автоматическая калибровка увеличивают эффективность аппарата.

ACCUSCULPT II позволяет проводить коррекцию фигуры с предсказуемыми и стойкими результатами. При помощи данного аппарата можно **проводить процедуру Acculift**: малоинвазивное, точное и деликатное контурирование лица с минимальным периодом реабилитации и длительным эффектом.