

Лазерный аппарат Lutronic Clarity

РЗН 2016/4500

лазер, александритовый / неодимовый, длина волны
755 / 1064 нм, частота 0.5 - 10 Гц, длительность
импульсов от 0.1 до 300 мс

Lutronic Corporation, Южная Корея



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	александритовый / неодимовый
Применение	эпиляция / улучшение тонуса и текстуры кожи / терапия акне / коррекция постакне / лечение грибка ног и ногтей / удаление новообразований / удаление пигментных пятен / удаление сосудистых звездочек
Длина волны	755 / 1064 нм
Частота	0.5 - 10 Гц
Плотность энергии	100 - 600 Дж/см²
Длительность импульсов	от 0.1 до 300 мс
Размеры пятен	2 / 3 / 5 / 8 / 10 / 12 / 15 / 18 / 20 мм
Дисплей	8"
Размер	434×776×1148 мм
Вес	110 кг

Описание

Многофункциональный двухволновой длинноимпульсный александритовый и неодимовый лазер CLARITY (Alex 755 нм/Nd:YAG 1064 нм).
Лазерный аппарат CLARITY способен генерировать две наиболее востребованных длины волны – 755 и 1064 нм, а также бережно удаляет нарушение пигментации и нежелательные волосы, проводит подтяжку кожи и улучшает внешний вид областей с сосудистыми патологиями.