

Лазерный аппарат Melsytech Magic One

РЗН 2014/1953

лазер, диодный / александритовый / неодимовый,
длина волны 755 / 808 / 1064 нм, частота 1 - 10 Гц,
длительность импульсов от 0.34 до 60 мс

МелСиТек ООО, Россия



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	диодный / александритовый / неодимовый
Применение	эпиляция
Длина волны	755 / 808 / 1064 нм
Частота	1 - 10 Гц
Длительность импульсов	от 0.34 до 60 мс
Размеры пятен	10×10 / 15×25 мм
Дисплей	10.2"
Размер	400×800×850 мм
Вес	45 кг

Описание

Профильная лазерная система Мэйджик один разработана специально для профессионального удаления нежелательных волос на I-VI фототипах кожи методами селективного или гомогенного фототермолиза.

Преимущества лазерного аппарата Melsytech Magic One:

- 15 000 000 импульсов гарантии;
- высокая частота повторения до 15 Гц;
- встроенная контактная система охлаждения кожи на сапфировом стекле, охлаждение до -2°C;
- простое и интуитивно понятное меню;
- эпиляция в движении;
- удобная, легкая и компактная манипула.