

Лазерный аппарат PinPointe FootLaser

РЗН 2015/2457

лазер, неодимовый, длина волны 1064 нм, частота 30 Гц, длительность импульсов 100 мс

Nuvolase Inc., США



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	неодимовый
Применение	лечение грибка ног и ногтей
Длина волны	1064 нм
Частота	30 Гц
Длительность импульсов	100 мс
Размер	813×330×355 мм
Вес	17.2 кг

Описание

Лазерный аппарат PinPointe FootLaser (США) - лазер, получивший одобрение FDA на лечение онихомикозов, признанный лидер для быстрого избавления от грибковых патологий и ониходистрофий.

Применение:

- лечение онихомикоза, ониходистрофий ногтевых пластин;
- удаление подошвенных шипиц, бородавок, папиллом.

Преимущества

Уникальность: В аппарате PinPointe FootLaser® применяется уникальная технология модуляции частоты следования импульса.

Инновационность: Новейшая технология делает возможным не только лечение пациентов, страдающих онихомикозом, но и применение с целью лечения ониходистрофий, способствуя росту здоровых ногтей.

Высокая результативность: Курс лечения непродолжителен - 2-6 процедур в зависимости от протокола лечения. Реабилитации после процедуры не требуется.

Экономичность: отсутствие дорогостоящих расходных материалов PinPointe FootLaser®.

Безопасность: Простой и щадящий характер лечения, безболезненность процедуры, отсутствие побочных эффектов. Лазерное излучение оказывает общий иммунокорректирующий и локальный асептический эффекты.