

Лазерный аппарат Solar LS EvoLINE

РЗН 2018/7277

лазер, александритовый / неодимовый, длина волны
755 / 1064 нм, частота 0.5 - 10 Гц, длительность
импульсов от 0.3 до 200 мс

Солар ЛС ЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	александритовый / неодимовый
Применение	эпиляция / омоложение кожи / терапия акне / удаление пигментных пятен / удаление сосудистых звездочек
Длина волны	755 / 1064 нм
Частота	0.5 - 10 Гц
Энергия импульса	45 / 100 Дж
Длительность импульсов	от 0.3 до 200 мс
Направляющий луч	целеуказатель красный, регулируемая яркость
Размеры пятен	2 - 24 мм
Дисплей	ЖК, цветной
Размер	1150×490×780 мм
Вес	95 кг

Описание

Аппарат лазерный медицинский косметологический Solar LS EvoLINE содержит в себе два лазера, являющихся золотым стандартом косметологии – Александритовый и Неодимовый. EvoLINE – это профессиональный инструмент, позволяющий превосходно выполнять самые популярные лазерные косметологические процедуры практически без сезонных ограничений:

- Удаление нежелательных волос практически любого цвета и типа с эффектом «чистой кожи»
- Неинвазивное удаление нежелательных сосудистых образований (звездочек, гемангиом и т.п.)
- Лечение пигментных поражений кожи
- Лечение и профилактика акне
- Неинвазивное омоложение

- Лечение онихомикоза

Особенности и преимущества EvoLINE:

- Большой выбор настроек позволяет точно выбрать индивидуальный режим для максимальной эффективности и быстрого результата.
- Инновационная форма распределения энергии лазерного импульса CoolPulse обеспечивает минимальную болезненность процедур.
- Высочайшая скорость обработки – позволяет обрабатывать участки кожи 10×15 см менее чем за 30 сек.
- Эргономичная манипула с интегрированной кнопкой активации импульса удобно лежит в руке и позволяет быстро переключать размер пятна от 2 мм до 24 мм за счет технологии VarioSpot.
- Современный и интуитивно понятный интерфейс сенсорного дисплея позволяет в считанные секунды изменять любые параметры.
- Автоматическая система контроля энергии лазера с функцией автокалибровки AutoPower обеспечивает точное поддержание установленных параметров и максимальную безопасность пациентов.
- За счет использования оригинальных технических решений и комплектующих от ведущих мировых производителей обеспечиваются низкие эксплуатационные расходы и быстрый возврат инвестиций.