

Лазерный аппарат Syneron eLase

ФСЗ 2012/13510

лазер, диодный, длина волны 810 / 810 / 915 нм,
частота 3 / 10 Гц

Syneron Medical Ltd., Израиль



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	диодный
Применение	эпиляция
Длина волны	810 / 810 / 915 нм
Частота	3 / 10 Гц
Плотность энергии	до 50 Дж/см ²
Размер	360×380×970 мм
Вес	30 кг

Описание

ELase - это платформа диодного лазера, обеспечивающая безопасные и эффективные методы лечения на самых разнообразных типах кожи и волос.

Преимущества:

Технология ELÖS

- система eLase оказывает на кожу комбинированное воздействие с помощью диодного лазера и биполярной радиочастоты (RF).

Глубокое проникновение в кожу

- радиочастота обеспечивает более глубокое проникновение в ткань.

Возможность использования как коротких, так и длинных импульсов

- дает возможность работать более эффективно на пациентах с различными типами кожи.

Меньшее количество оптической энергии

- технология eIos позволяет уменьшить поток оптической энергии, благодаря ее комбинации с биполярной радиочастотной энергией, что увеличивает безопасность процедур для пациентов со всеми типами кожи.

Режим MOTIF

- процедура занимает меньше времени по сравнению с аналогичными процедурами при использовании других аппаратов.

Функция запатентованного активного контроля кожи™

- контролирует изменение поверхностного сопротивления кожи во время каждого импульса для дополнительной безопасности.

Сапфировое контактное охлаждение

- встроенное контактное охлаждение обеспечивает защиту эпидермиса и повышенный комфорт пациента.

Новый аппликатор MOTIF IR

- комбинация фракционного (915 нм) диодного лазера и биполярной радиочастоты позволяет более эффективно воздействовать на глубокие морщины, улучшать текстуру кожи и уменьшать размеры пор.

Двойной нагрев оптической и радиочастотной энергией

- повышает целевую температуру при сохранении эпидермальной защиты.

Интеллектуальная система обратной связи (IFS)

- обеспечивает точную доставку радиочастотной энергии независимо от изменения поверхностного сопротивления кожи.