

Лазерный аппарат Syneron elos Plus

ФСЗ 2012/13511

лазер, диодный, длина волны 400 - 980 / 470 - 980 / 580 - 980 / 680 - 980 / 700 - 2000 / 810 / 810 / 915 нм, частота 1 / 2 / 3 / 10 Гц, IPL / RF

Syneron Medical Ltd., Израиль



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	диодный
Применение	эпиляция / фотоомоложение / фракционное омоложение / лифтинг / терапия акне / удаление пигментных пятен / удаление сосудистых звездочек
Длина волны	400 - 980 / 470 - 980 / 580 - 980 / 680 - 980 / 700 - 2000 / 810 / 810 / 915 нм
Частота	1 / 2 / 3 / 10 Гц
Технология воздействия	IPL / RF
Плотность энергии	18 / 35 / 45 / 100-350 / 140 Дж/см ²
Размеры пятен	8×2 / 8×5 / 11×3 / 12×8 / 12×12 / 15×12 / 15×14 / 25×12 / 33×14 / 35×14 мм
Размер	540×525×1400 мм
Вес	40 кг

Описание

Аппарат медицинский косметологический elos Plus объединяет возможности трех лазеров: александритового, неодимового, CO₂ лазера и радиочастотного аппарата для лифтинга RF. Лазерная система elos Plus включает в себя 15 различных насадок, которые позволяют провести полный спектр косметологических процедур.

Преимущество elos-технологии

Характерным признаком elos Plus является запатентованная elos-технология сочетания различных видов энергии: световой (лазер или свет) и биполярной радиочастотной (РЧ) энергии.

- меньшее количество световой энергии при синергетическом сочетании с биполярной радиочастотой (РЧ) повышает уровень безопасности при работе с любым типом кожи;
- двойной нагрев при помощи световой и радиочастотной энергии способствует повышению целевой температуры; при этом поддерживается защита эпидермиса;
- разработано для безопасности – Простой в использовании и обслуживании;
- запатентованное свойство активного мониторинга за кожей обеспечивает контроль над изменениями импеданса кожи во время прохождения каждого импульса с целью обеспечения дополнительной безопасности;
- наличие встроенного сапфирового контактного охлаждения обеспечивает защиту эпидермиса и повышенный комфорт для пациента;
- интеллектуальная система с обратной связью обеспечивает своевременную подачу радиочастотной энергии вне зависимости от изменений импеданса кожи;
- обновление с 15 различными аппликаторами;
- простой пользовательский интерфейс;
- возможность подключения сразу трёх аппликаторов.

Типы аппликаторов системы Элос Плюс:

1.	SR	Сосудистые поражения; телеангектозия; розацея; пигментные поражения; лентигоноз; веснушки; пойкилодермия; фотоомоложение; возрастные пятна и др.
2.	SR Plus	Сосудистые поражения; телеангектозия; розацея; пигментные поражения; лентигоноз; веснушки; пойкилодермия; фотоомоложение; возрастные пятна и др.
3.	SRA	Сосудистые поражения; телеангектозия; розацея; пигментные поражения; лентигоноз; веснушки; пойкилодермия; фотоомоложение; возрастные пятна и др.
4.	SRA Plus	Сосудистые поражения; телеангектозия; розацея; пигментные поражения; лентигоноз; веснушки; пойкилодермия; фотоомоложение; возрастные пятна и др.
5.	SRA Mini	Сосудистые поражения; телеангектозия; розацея; пигментные поражения; лентигоноз; веснушки; пойкилодермия; фотоомоложение; возрастные пятна и др.
6.	Sublative	Морщины, стрии, рубцы (постугревые), фракционное омоложение, поверхностный лифтинг, осветление кожи, мелазма, пигментные поражения
7.	Sublime	Неинвазивная коррекция морщин, подтяжка кожи (лифтинг), омоложение
8.	Motif IR	Подтяжка кожи; лазерное фракционное омоложение
9.	Motif Vantage	Лазерная эпиляция (elos Diode)
10.	Motif LHR	Лазерная эпиляция (elos Diode)

11.	Motif HR	Лазерная эпиляция (elos IPL)
12.	Motif HR Plus	Лазерная эпиляция (elos IPL)
13.	AC	Юношеские угри, акне
14.	LV	Сосудистые поражения; лазерное удаление крупных сосудов
15.	LVA	Сосудистые поражения; лазерное удаление мелких сосудов