

Лента рулонная Солар 108 23/19

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 108×23 мм×м, втулка 19 мм, намотка наружу, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 60 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	108×23 мм×м
Втулка	19 мм
Намотка	наружу
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Marquette MAC-PC
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	60 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 108×23/19 наруж. - с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 108 мм × 23 м.

Втулка: 19 мм.

Для оборудования: Marquette MAC-PC.

В упаковке: 60 шт.