

Лента рулонная Солар 142 30/19

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 142×30 мм×м, втулка 19 мм, намотка наружу, для лабораторного оборудования, 55 г/м², в упаковке 40 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	142×30 мм×м
Втулка	19 мм
Намотка	наружу
Назначение	для лабораторного оборудования
Используемое оборудование	BIOMEDICA Personal C3
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	40 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 142×30/19 наруж. - с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 142 мм × 30 м.

Втулка: 19 мм.

Для оборудования: BIOMEDICA Personal C3.

В упаковке: 40 шт.