

Лента рулонная Солар 210 50/18

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 210×50 мм×м, втулка 18 мм, намотка наружу, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 16 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	210×50 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	наружу
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	ЭКГ Bioset 8000
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	16 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 210×50/18 наруж. - с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 210 мм × 50 м.

Втулка: 18 мм.

Для оборудования: ЭКГ Bioset 8000.

В упаковке: 16 шт.