

Лента рулонная Солар 50 30/19

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 50×30 мм×м, втулка 19 мм, намотка наружу,
для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 100 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	50×30 мм×м
Втулка	19 мм
Намотка	наружу
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Cardioline ETA-150 / BIOMEDICA Personal C1
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	100 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 50×30/19 наруж. - с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 50 мм × 30 м.

Втулка: 19 мм.

Для оборудования: Cardioline ETA-150 / BIOMEDICA Personal C1.

В упаковке: 100 шт.