

Лента рулонная Солар 90 28/19

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 90×28 мм×м, втулка 19 мм, намотка наружу,
для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 30 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	90×28 мм×м
Втулка	19 мм
Намотка	наружу
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Esaote Biomedica P-80
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	30 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 90×28/19 наруж. - с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 90 мм × 28 м.

Втулка: 19 мм.

Для оборудования: Esaote Biomedica P-80.

В упаковке: 30 шт.