

Лента рулонная Солар 57 20/12 без сетки

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 57×20 мм×м, втулка 12 мм, намотка наружу,
для лабораторного оборудования, 55 г/м², в упаковке
110 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	57×20 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	наружу
Назначение	для лабораторного оборудования
Используемое оборудование	биохимический анализатор Biochem FP-900 / HP / Multiscan
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	110 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 57×20/12 - без диаграммной сетки, с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 57 мм × 20 м.

Втулка: 12 мм.

Для оборудования: биохимический анализатор Biochem FP-900 / HP / Multiscan.

В упаковке: 110 шт.