

Лента рулонная Солар 144 60/16

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 144×60 мм×м, втулка 16 мм, намотка наружу, с меткой, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 20 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	144×60 мм×м
Втулка	16 мм
Намотка	наружу
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	BIOMEDICA Personal C3
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	20 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 144×60/16 - с намоткой термослоем наружу, с фотометрической меткой.

Размеры: 144 мм × 60 м.

Втулка: 16 мм.

Для оборудования: BIOMEDICA Personal C3.

В упаковке: 20 шт.