

Лента рулонная Солар 210 50/12

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 210×50 мм×м, втулка 12 мм, намотка наружу, с меткой, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 16 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	210×50 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	наружу
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	ЭКГ Bioset 8000
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	16 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 210×50/12 - с намоткой термослоем наружу, с фотометрической меткой.

Размеры: 210 мм × 50 м.

Втулка: 12 мм.

Для оборудования: ЭКГ Bioset 8000.

В упаковке: 16 шт.