

Лента рулонная Солар 210 30/12

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 210×30 мм×м, втулка 12 мм, намотка внутрь / наружу, с меткой / без метки, для ЭКГ, 55 г/м²

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	210×30 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	внутри / наружу
Фотометрическая метка	с меткой / без метки
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	ЭКГ Bioset 8000
Плотность	55 г/м²

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 210×30/12.

Размеры: 210 мм × 30 м.

Втулка: 12 мм.

Модификация	Намотка	Фотометка	Для оборудования	В упаковке
210×30/12 внутр.	термослоем внутрь	-	ЭКГ Bioset 8000	25 шт.
210×30/12 наруж. М	термослоем наружу	с меткой	ЭКГ Bioset 8000	30 шт.