

Лента рулонная Солар 216 30/14.5

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 216×30 мм×м, втулка 14.5 мм, намотка
внутрь, для фетального монитора, 55 г/м², в упаковке
30 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	216×30 мм×м
Втулка	14.5 мм
Намотка	внутрь
Назначение	для фетального монитора
Используемое оборудование	Bionet FC 700
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	30 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 216×30/14.5 внутр. - с намоткой термослоем внутрь.

Размеры: 216 мм × 30 м.

Втулка: 14.5 мм.

Для оборудования: Bionet FC 700.

В упаковке: 30 шт.