

Лента складывающаяся Солар 110 100 200

ФСЗ 2011/10036

складывающаяся, 110×100 мм×мм, 200 листов, с меткой, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 78 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	110×100 мм×мм
Листов в пачке	200 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Bioset 3600 / 3601 / 3700
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	78 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Солар 110×100×200 - с диаграммной сеткой, с фотометрической меткой.

Размеры: 110×100 мм.

В пачке: 200 листов.

Для оборудования: Bioset 3600 / 3601 / 3700.

В упаковке: 78 пачек.