

Лента складывающаяся Солар 112 150 300

ФСЗ 2011/10036

складывающаяся, 112×150 мм×мм, 300 листов, с меткой, для ЭКГ, 55 г/м²

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	112×150 мм×мм
Листов в пачке	300 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Heart Scren Clinic 112
Плотность	55 г/м²

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Солар 112×150×300 - с диаграммной сеткой, с фотометрической меткой.

Размеры: 112×150 мм.

В пачке: 300 листов.

Для оборудования: Heart Scren Clinic 112.