

Лента складывающаяся Солар 144 75 400

ФСЗ 2011/10036

складывающаяся, 144×75 мм×мм, 400 листов, с меткой, для ЭКГ / для лабораторного оборудования, 55 г/м²

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	144×75 мм×мм
Листов в пачке	400 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ / для лабораторного оборудования
Используемое оборудование	Nihon Kohden Meda / Fukuda Denshi Cardiofax 6353
Плотность	55 г/м²

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Солар 144×75×400 - с диаграммной сеткой, с фотометрической меткой.

Размеры: 144×75 мм.

В пачке: 400 листов.

Для оборудования: Nihon Kohden Meda / Fukuda Denshi Cardiofax 6353.