


Лента складывающаяся Солар 210 150 170

ФСЗ 2011/10036

складывающаяся, 210×150 мм×мм, 170 листов, с меткой, для ЭКГ / для фетального монитора, 55 г/м², в упаковке 30 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Исполнение                | складывающаяся                    |
| Размер пачки              | 210×150 мм×мм                     |
| Листов в пачке            | 170 шт.                           |
| Фотометрическая метка     | с меткой                          |
| Назначение                | для ЭКГ / для фетального монитора |
| Используемое оборудование | Biomedika Personal C 210          |
| Плотность                 | 55 г/м²                           |
| Количество в упаковке     | 30 шт.                            |

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Солар 210×150×170 - с диаграммной сеткой, с фотометрической меткой.

Размеры: 210×150 мм.

В пачке: 170 листов.

Для оборудования: Biomedika Personal C 210.

В упаковке: 30 пачек.