

Лента складывающаяся Солар 210 280 350

ФСЗ 2011/10036

складывающаяся, 210×280 мм×мм, 350 листов, с меткой, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 8 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	210×280 мм×мм
Листов в пачке	350 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Schiller Cardiovit CS100 / AT-60
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	8 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Солар 210×280×350 - с диаграммной сеткой, с фотометрической меткой.

Размеры: 210×280 мм.

В пачке: 350 листов.

Для оборудования: Schiller Cardiovit CS100 / AT-60.

В упаковке: 8 пачек.