


Лента складывающаяся Солар 210 300 1000

ФСЗ 2011/10036

складывающаяся, 210×300 мм×мм, 1000 листов, с меткой, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 2 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	210×300 мм×мм
Листов в пачке	1000 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Nihon Kohden
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	2 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Солар 210×300×1000 - с диаграммной сеткой, с фотометрической меткой.

Размеры: 210×300 мм.

В пачке: 1000 листов.

Для оборудования: Nihon Kohden.

В упаковке: 2 пачки.