

Лента складывающаяся Солар 210 300 150

ФСЗ 2011/10036

складывающаяся, 210×300 мм×мм, 150 листов, с меткой, для ЭКГ, 55 г/м² / 70 г/м², в упаковке 15 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	210×300 мм×мм
Листов в пачке	150 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Hellige Cardiosmart / MAC 1200
Плотность	55 г/м² / 70 г/м²
Количество в упаковке	15 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Солар 210×300×150 - с диаграммной сеткой, с фотометрической меткой.

Размеры: 210×300 мм.

В пачке: 150 листов.

Для оборудования: Hellige Cardiosmart / MAC 1200.

В упаковке: 15 пачек.