

Лента складывающаяся Солар 210 300 200

ФСЗ 2011/10036

складывающаяся, 210×300 мм×мм, 200 листов, с меткой, для ЭКГ, 70 г/м², в упаковке 10 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	210×300 мм×мм
Листов в пачке	200 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Mortara Eli 200 / Burdick Quest 7985 / Stressvue Philips
Плотность	70 г/м²
Количество в упаковке	10 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Солар 210×300×200.

Размеры: 210×300 мм.

В пачке: 200 листов.

Модификация	Фотометка	Перфорация	Для оборудования
210×300×200 М	с меткой	-	Mortara Eli 200 / Burdick Quest 7985 / Stressvue Philips
210×300×200 обр. М	метка с обратной стороны	-	Quinton 4500 / Quinton 036868
210×300×200 М, перф.	с меткой	с перфорацией	Burdic E350 / Siemens Megacart / Hewlet Packard M 1700A-M1701A-M1710A