


Лента складывающаяся Солар 216 280 218

ФСЗ 2011/10036

складывающаяся, 216×280 мм×мм, 218 листов, с меткой, для ЭКГ, 70 г/м², в упаковке 10 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	216×280 мм×мм
Листов в пачке	218 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Quinton Q750
Плотность	70 г/м²
Количество в упаковке	10 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Солар 216×280×218 - с диаграммной сеткой, с фотометрической меткой.

Размеры: 216×280 мм.

В пачке: 218 листов.

Для оборудования: Quinton Q750.

В упаковке: 10 пачек.