

Лента складывающаяся Солар 63 75 400

ФСЗ 2011/10036

складывающаяся, 63×75 мм×мм, 400 листов, с меткой,
для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 84 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	63×75 мм×мм
Листов в пачке	400 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Fukuda Denshi FX2001 / FukudaOP122TE / Siemens Cardiostat 11
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	84 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Солар 63×75×400 - с диаграммной сеткой, с фотометрической меткой.

Размеры: 63×75 мм.

В пачке: 400 листов.

Для оборудования: Fukuda Denshi FX2001 / FukudaOP122TE / Siemens Cardiostat 11.

В упаковке: 84 пачки.