

Лента складывающаяся Солар 90 90 400

ФСЗ 2011/10036

складывающаяся, 90×90 мм×мм, 400 листов, с меткой,
для ЭКГ / для спирометра, 55 г/м², в упаковке 72 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	90×90 мм×мм
Листов в пачке	400 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ / для спирометра
Используемое оборудование	Schiller Cardiovit AT-1 / Spirovit SP-1
Плотность	55 г/м ²
Количество в упаковке	72 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Солар 90×90×400 - с диаграммной сеткой, с фотометрической меткой.

Размеры: 90×90 мм.

В пачке: 400 листов.

Для оборудования: Schiller Cardiovit AT-1 / Spirovit SP-1.

В упаковке: 72 пачки.