


Лента складывающаяся Солар 143 150 300

ФСЗ 2011/10036

складывающаяся, 143×150 мм×мм, 300 листов, с меткой, для КТГ, 55 г/м², в упаковке 32 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	143×150 мм×мм
Листов в пачке	300 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для КТГ
Используемое оборудование	Oxford Sonicaid Meridian 800 / Team
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	32 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Солар 143×150×300 - без диаграммной сетки, с фотометрической меткой.

Размеры: 143×150 мм.

В пачке: 300 листов.

Для оборудования: Oxford Sonicaid Meridian 800 / Team.

В упаковке: 32 пачки.