

Лента складывающаяся Солар 210 140 300 без сетки

ФСЗ 2011/10036

складывающаяся, 210×140 мм×мм, 300 листов, с меткой, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 28 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	210×140 мм×мм
Листов в пачке	300 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Nihon Kohden ECG9110/9130/9132
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	28 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Солар 210×140×300 - без диаграммной сетки, с фотометрической меткой.

Размеры: 210×140 мм.

В пачке: 300 листов.

Для оборудования: Nihon Kohden ECG 9110 / 9130 / 9132.

В упаковке: 28 пачек.