

Лента складывающаяся Солар 216 280 350 без сетки

ФСЗ 2011/10036

складывающаяся, 216×280 мм×мм, 350 листов, с меткой, для ЭКГ / для фетального монитора, 55 г/м², в упаковке 5 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	216×280 мм×мм
Листов в пачке	350 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ / для фетального монитора
Используемое оборудование	Quinton Q750
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	5 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Солар 216×280×350 - без диаграммной сетки, с фотометрической меткой.

Размеры: 216×280 мм.

В пачке: 350 листов.

Для оборудования: Quinton Q750.

В упаковке: 5 пачек.