

Лента складывающаяся Солар 80 70 300

ФСЗ 2011/10036

складывающаяся, 80×70 мм×мм, 300 листов, с меткой,
для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 90 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	80×70 мм×мм
Листов в пачке	300 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Schiller AT-101 / Esaote Biomedica P 8000-P80
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	90 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Солар 80×70×300 - с диаграммной сеткой, с фотометрической меткой.

Размеры: 80×70 мм.

В пачке: 300 листов.

Для оборудования: Schiller AT-101 / Esaote Biomedica P 8000-P80.

В упаковке: 90 пачек.