

Лента складывающаяся Солар 145 150 400

ФСЗ 2011/10036

складывающаяся, 145×150 мм×мм, 400 листов, с меткой, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 24 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	145×150 мм×мм
Листов в пачке	400 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Fukuda Cardisuny C300B / Alpha 600AX
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	24 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Солар 145×150×400 - с диаграммной сеткой, с фотометрической меткой с обратной стороны.

Размеры: 145×150 мм.

В пачке: 400 листов.

Для оборудования: Fukuda Cardisuny C300B / Alpha 600AX.

В упаковке: 24 пачки.