

Лента рулонная ТВЕЛ 50 30/18

ФСЗ 2011/11003

рулонная, 50×30 мм×м, втулка 18 мм, для ЭКГ / для фетального монитора, 55 г/м², в упаковке 100 шт.

ТВЕЛ ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	50×30 мм×м
Втулка	18 мм
Назначение	для ЭКГ / для фетального монитора
Используемое оборудование	Малыш / Салют / Мидас / HelligeEK-31/75/100, 1-кан ЭКГ / DurdickEK-10 / Siemens / Cardioline / аналогичные термопринтеры
Плотность	55 г/м ²
Количество в упаковке	100 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная для регистрирующих приборов рулонная ТВЕЛ - производится из теплочувствительной бумаги плотностью 55± 5 г/м².

Втулка: Ø18 мм, внутренняя намотка.

Для оборудования: Малыш, Салют, Мидас, HelligeEK-31/75/100, 1-кан ЭКГ, DurdickEK-10, Siemens, Cardioline и др.

Характеристики:

- Цвет бумаги - белый, белизна не менее 85%.
- Структура бумаги однородна по толщине и составу по всей длине рулона.
- Со стороны теплочувствительного слоя нанесена диаграммная сетка и располагается на одинаковом расстоянии от края бумаги.
- Диаграммная сетка, знаки, буквы, цифры и красная линия напечатаны краской, устойчивой к воздействию изменения температуры от -50 до +70 гр. при относительной влажности окружающего воздуха от 30% до 85%.
- Ленты в рулонах закреплена с целью исключения самопроизвольного разматывания.
- На всех диаграммных лентах присутствует нанесенная линия, обозначающая приближение конца ленты.
- Предельное отклонение длины рулона соответствует ГОСТу 7826-93 (±0.5м).

Гарантийный срок: 1 год согласно ГОСТа 7826-93 с момента поставки (срок годности бумаги 5 лет).

Упаковка: рулоны упакованы в термоусадочную пленку в количестве от 2 до 12 шт.

Групповая упаковка: 100 рулонов.