


Лента складывающаяся ТВЕЛ 110 140 140

ФСЗ 2011/11003

складывающаяся, 110×140 мм×мм, 140 листов, для
ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 72 шт.

ТВЕЛ ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	110×140 мм×мм
Листов в пачке	140 шт.
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Fukuda FX7202, Смарт 6 / аналогичные термопринтеры
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	72 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная для регистрирующих приборов складывающаяся ТВЕЛ - лента диаграммная Z-сложения сфальцована в пачки. Производится из теплочувствительной бумаги плотностью 55± 5 г/м².

Для оборудования: Fukuda FX7202, Смарт 6 и др.

Характеристики:

- Цвет бумаги - белый, белизна не менее 85%.
- Структура бумаги однородна по толщине и составу по всей длине.
- Со стороны теплочувствительного слоя нанесена диаграммная сетка или диаграмма (для фетальных мониторов) и располагается на одинаковом расстоянии от края бумаги.
- Диаграммная сетка, знаки, буквы, цифры и красная линия напечатаны краской, устойчивой к воздействию изменения температуры от -50 до +70 гр. при относительной влажности окружающего воздуха от 30% до 85%.
- На всех пачках присутствует нанесение линия, обозначающая приближение конца ленты.
- Предельное отклонение длины рулона соответствует ГОСТу 7826-93 (±0.5м).

Гарантийный срок: 1 год согласно ГОСТа 7826-93 с момента поставки (срок годности бумаги 5 лет).

Архивируемость записей составляет не менее 5-ти лет.

Упаковка: пачки упакованы в термоусадочную пленку.

Групповая упаковка: 72 пачки.