


Лента складывающаяся ТВЕЛ 210 295 150

ФСЗ 2011/11003

складывающаяся, 210×295 мм×мм, 150 листов, для
ЭКГ, 55 г/м² / 70 г/м², в упаковке 15 шт.

ТВЕЛ ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	210×295 мм×мм
Листов в пачке	150 шт.
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	HelligeCagdiosmart/MAC 1200, Смарт 12 / аналогичные термопринтеры
Плотность	55 г/м ² / 70 г/м ²
Количество в упаковке	15 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная для регистрирующих приборов складывающаяся ТВЕЛ - лента диаграммная Z-сложения сфальцована в пачки. Производится из теплочувствительной бумаги плотностью 55± 5 г/м², 70± 5 г/м².

Для оборудования: HelligeCagdiosmart/MAC 1200, Смарт 12 и др.

Характеристики:

- Цвет бумаги - белый, белизна не менее 85%.
- Структура бумаги однородна по толщине и составу по всей длине.
- Со стороны теплочувствительного слоя нанесена диаграммная сетка или диаграмма (для фетальных мониторов) и располагается на одинаковом расстоянии от края бумаги.
- Диаграммная сетка, знаки, буквы, цифры и красная линия напечатаны краской, устойчивой к воздействию изменения температуры от -50 до +70 гр. при относительной влажности окружающего воздуха от 30% до 85%.
- На всех пачках присутствует нанесение линия, обозначающая приближение конца ленты.
- Предельное отклонение длины рулона соответствует ГОСТу 7826-93 (±0.5м).

Гарантийный срок: 1 год согласно ГОСТа 7826-93 с момента поставки (срок годности бумаги 5 лет).

Архивируемость записей составляет не менее 5-ти лет.

Упаковка: пачки упакованы в термоусадочную пленку.

Групповая упаковка: 15 пачек