


Лента складывающаяся ТВЕЛ 210 300 200

ФСЗ 2011/11003

складывающаяся, 210×300 мм×мм, 200 листов, для
ЭКГ, 70 г/м², в упаковке 10 шт.

ТВЕЛ ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	210×300 мм×мм
Листов в пачке	200 шт.
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Mortara Eli / Hewlrt Packad M 1700A-M1701A-M1710A / аналогичные термопринтеры
Плотность	70 г/м ²
Количество в упаковке	10 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная для регистрирующих приборов складывающаяся ТВЕЛ - лента диаграммная Z-сложения сфальцована в пачки. Производится из теплочувствительной бумаги плотностью 70± 5 г/м².

Для оборудования: Mortara Eli, Hewlrt Packad M 1700A-M1701A-M1710A и др.

Характеристики:

- Цвет бумаги - белый, белизна не менее 85%.
- Структура бумаги однородна по толщине и составу по всей длине.
- Со стороны теплочувствительного слоя нанесена диаграммная сетка или диаграмма (для фетальных мониторов) и располагается на одинаковом расстоянии от края бумаги.
- Диаграммная сетка, знаки, буквы, цифры и красная линия напечатаны краской, устойчивой к воздействию изменения температуры от -50 до +70 гр. при относительной влажности окружающего воздуха от 30% до 85%.
- На всех пачках присутствует нанесение линия, обозначающая приближение конца ленты.
- Предельное отклонение длины рулона соответствует ГОСТу 7826-93 (±0.5м).

Гарантийный срок: 1 год согласно ГОСТа 7826-93 с момента поставки (срок годности бумаги 5 лет).

Архивируемость записей составляет не менее 5-ти лет.

Упаковка: пачки упакованы в термоусадочную пленку.

Групповая упаковка: 10 пачек.