

Индикатор стерилизации 1 класса ВИНАР СтериТ

РЗН 2013/20

химический, ПАР / ВОЗД / ЭО / ПЕР / РАД, 1 класс

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР / ВОЗД / ЭО / ПЕР / РАД
Класс	1 класс

Описание

Лента «СтериТ®» для паровой, воздушной, этиленоксидной, пароформальдегидной, радиационной и плазменной стерилизации разработана для использования при упаковке изделий медицинского назначения с целью фиксации стерилизуемых материалов.

Лента «СтериТ®» представляет собой рулон из бумаги с липким слоем с одной стороны. На ленту с индикаторами с другой стороны нанесён индикаторный состав, соответствующий виду стерилизации, что даёт возможность визуально отличить изделия, прошедшие стерилизацию, от нестерилизованных.

Характеристики продукта:

- размер: ширина 10-30 мм, длина 25 мм - 200 м;
 - соответствует требованиям ГОСТ ISO 11607-2011, EN 868;
 - обеспечивает надёжность заклеивания листовых стерилизационных материалов;
 - сохраняет прочность и целостность стерилизационной упаковки во время и после стерилизации;
 - индикаторы 1 класса, нанесённые на ленту, соответствуют стандартам ГОСТ ISO 11140-1-2011 и BS EN 867;
 - индикаторная метка не расплывается и не проникает через подложку до, в процессе и после стерилизации.
- Гарантийный срок годности - 24 месяца.