

Индикатор стерилизации 1 класса 3M Comply 1322-18MM

ФСЗ 2008/01520

химический, ПАР, 1 класс, многорежимный, 121-134°C

3M Health Care, США



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	1 класс
Многорежимный	Да
Температура	121-134°C

Описание

Химический индикатор I класса.

Индикаторная лента в виде рулона, на внутренней стороне которого нанесен липкий слой.

Легко разматывается. Легко приклеивается к поверхности всех видов упаковок и легко удаляется, не оставляя следов клея.

Полоски, нанесенные на ленте, в процессе стерилизации изменяют цвет на темно-коричневый.

Лента предназначена для всех режимов паровой стерилизации от 121 до 134°C.

Размер ленты 1.8 см × 55 м.