

Индикатор стерилизации 1 класса 3M Comply 1226

ФСЗ 2008/01520

химический, ВОЗД, 1 класс, многорежимный

3M Health Care, США



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ВОЗД
Класс	1 класс
Многорежимный	Да

Описание

Лента индикаторная Comply для контроля воздушной стерилизации 1226

Индикаторная лента в виде рулона, на внутренней стороне которого нанесен липкий слой.

Легко разматывается. Легко приклеивается к поверхности всех видов упаковок и легко удаляется, не оставляя следов клея.

Полоски, нанесенные на ленте, в процессе стерилизации изменяют цвет **со светло-зеленого на коричневый**.
Размер ленты 1.9 см × 50 м.