


Лента рулонная ФДБ 110 30/12 (4042)

ФСР 2009/06045

рулонная, 110×30 мм×м, втулка 12 мм, намотка
наружу, для ЭКГ / для синускопа / для спирометра, 55
г/м², в упаковке 55 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	110×30 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	наружу
Назначение	для ЭКГ / для синускопа / для спирометра
Используемое оборудование	спирометр SP 3000-SP 5000 / синускоп / Ангиодин-ЛОР/П / Biotronik / Olympus
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	55 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 110×30/12 (4042) - без диаграммной сетки, с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 110 мм × 30 м.

Втулка: 12 мм.

Для оборудования: спирометр SP 3000-SP 5000 / синускоп / Ангиодин-ЛОР/П / Biotronik / Olympus.

В упаковке: 55 шт.