


Лента рулонная ФДБ 57 20/12 (4024)

ФСР 2009/06045

рулонная, 57×20 мм×м, втулка 12 мм, намотка наружу,
для лабораторного оборудования / для
авторефрактометра / для импедансометра, 55 г/м², в
упаковке 100 шт.



Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия

Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	57×20 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	наружу
Назначение	для лабораторного оборудования / для авторефрактометра / для импедансометра
Используемое оборудование	анализатор AVO / Bosh / Advia-60 / HP /Epson / Multiscan / Biochem FP-900 / авторефрактометр GR- 2100 / импендансометр AZ-26
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	100 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 57×20/12 (4024) - без диаграммной сетки, с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 57 мм × 20 м.

Втулка: 12 мм.

Для оборудования:

- анализатор AVO / Bosh / Advia-60 / HP / Epson / Multiscan / Biochem FP-900;
- авторефрактометр GR-2100;
- импендансометр AZ-26.

В упаковке: 100 шт.