


Лента рулонная ФДБ 57 30/12 (4024/2)

ФСР 2009/06045

рулонная, 57×30 мм×м, втулка 12 мм, намотка наружу,
для лабораторного оборудования, 55 г/м², в упаковке
72 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	57×30 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	наружу
Назначение	для лабораторного оборудования
Используемое оборудование	биохимический анализатор / Biosys Guardian BPM 700/730 / коагулометр Sysmex
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	72 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 57×30/12 (4024/2) - без диаграммной сетки, с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 57 мм × 30 м.

Втулка: 12 мм.

Для оборудования: биохимический анализатор / Biosys Guardian BPM 700/730 / коагулометр Sysmex.

В упаковке: 72 шт.