

Лента рулонная ФДБ 80 20/12 (4029/3)

ФСР 2009/06045

рулонная, 80×20 мм×м, втулка 12 мм, намотка наружу,
для лабораторного оборудования, 55 г/м², в упаковке
73 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	80×20 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	наружу
Назначение	для лабораторного оборудования
Используемое оборудование	анализаторы AYL / AYO / спироанализатор
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	73 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 80×20/12 (4029/3) - без диаграммной сетки, с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 80 мм × 20 м.

Втулка: 12 мм.

Для оборудования: анализаторы AYL / AYO / спироанализатор.

В упаковке: 73 шт.