

Лента рулонная Мастер Лент 108 23/18

РЗН 2015/2854

рулонная, 108×23 мм×м, втулка 18 мм, намотка
наружу, без метки, для ЭКГ / для дефибриллятора, в
упаковке 80 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	108×23 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	наружу
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для ЭКГ / для дефибриллятора
Количество в упаковке	80 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 108×23/18 нар. - с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 108 мм × 23 м.

Втулка: 18 мм.

Для оборудования: ЭКГ Marquette, Mortara ELI 150, мониторы-дефибрилляторы Lifepack 11/12/15, RS100, Live Sign Monitor.