

Лента рулонная Мастер Лент 110 25/12 без сетки

РЗН 2015/2854

рулонная, 110×25 мм×м, втулка 12 мм, для ЭКГ / для лабораторного оборудования / для спирографа, в упаковке 49 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	110×25 мм×м
Втулка	12 мм
Назначение	для ЭКГ / для лабораторного оборудования / для спирографа
Количество в упаковке	49 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 110×25/12 без сетки.

Размеры: 110 мм × 25 м.

Втулка: 12 мм.

Модификация	Для оборудования
110x25/12 без сетки	Анализаторы Кобас Мира, Элексис, ЭКГ HeartCopy, спирографы