

Лента рулонная Мастер Лент 110 30/12

РЗН 2015/2854

рулонная, 110×30 мм×м, втулка 12 мм, намотка внутрь / наружу, без метки, для ЭКГ, в упаковке 68 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	110×30 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	внутри / наружу
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	68 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 110×30/12.

Размеры: 110 мм × 30 м.

Втулка: 12 мм.

Модификации:

- **110x30/12 нар.** - с намоткой термослоем наружу.

Для оборудования: ЭКГ Bioset 3500, Геолинк, Альтон-03/06/106, Medinova ECG 9806.

- **110x30/12 внутр.** - с намоткой термослоем внутрь.

Для оборудования: ЭКГ Bioset 3500, ЭК12Т-01-Р-Д, Heart Screen 12D, ЭК3Т, Биос ЭК3Т-01.