

Лента рулонная Мастер Лент 110 30/18

РЗН 2015/2854

рулонная, 110×30 мм×м, втулка 18 мм, намотка внутрь / наружу, без метки, для ЭКГ, в упаковке 68 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	110×30 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	внутри / наружу
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	68 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 110×30/18.

Размеры: 110 мм × 30 м.

Втулка: 18 мм.

Модификация	Намотка	Фотометка	Для оборудования
110x30/18 нар.	наружу	-	ЭКГ
110x30/18 внутр.	внутри	-	ЭКГ Nihon Kohden, Heart Screen