

Лента рулонная Мастер Лент 112 27/12

РЗН 2015/2854

рулонная, 112×27 мм×м, втулка 12 мм, намотка внутрь / наружу, без метки, для ЭКГ, в упаковке 80 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	112×27 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	внутри / наружу
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	80 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 112×27/12.

Размеры: 112 мм × 27 м.

Втулка: 12 мм.

Модификация	Намотка	Фотометка	Для оборудования
112x27/12 нар.	наружу	-	ЭКГ Kenz Cardico 302
112x27/12 внутр.	внутри	-	ЭКГ Kenz Cardico 302