

Лента рулонная Мастер Лент 112 30/12

РЗН 2015/2854

рулонная, 112×30 мм×м, втулка 12 мм, намотка наружу, без метки, для ЭКГ / для фетального монитора, в упаковке 68 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	112×30 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	наружу
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для ЭКГ / для фетального монитора
Количество в упаковке	68 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 112×30/12.

Размеры: 112 мм × 30 м.

Втулка: 12 мм.

Модификация	Намотка	Фотометка	Для оборудования
112x30/12 нар.	наружу	-	- ЭКГ Kenz, Medinova ECG 9806 - ФМ Biosys BFM-900